KONTINENZ

Medicalprodukte mit den fundiertesten Empfehlungen

embemed

Sicherheit in der Technik für Sicherheit im Alltag

Weniger ist mehr. Das tatsächliche Angebot an Medicalprodukten für Urin-Inkontinenz ist kaum überschaubar. Unsere Auswahl hier umfasst dagegen gerade einmal fünf Produkte. Warum?

Wir möchten uns hier auf einen relativ häufigen Anwendungsbereich beschränken. Die aufgeführten Produkte können oft den kompletten Bedarf abdecken. Was diese Produkte - einzeln oder in Kombination miteinander - auszeichnet, sind ihre Qualität und Funktionalität.

Die Vorteile für Ärzte wie für Pflegende und Patienten sind Funktionssicherheit, Funktionssicherheit und Funktionssicherheit. Die Patienten erfahren so eine weitreichende psychische Entlastung und gewinnen Sicherheit im täglichen Leben. Was bestimmt nicht zum Nachteil des Arztes und der Pflegenden ist.



Transurethraler Silikonballonkatheter

HANDHABUNG

HANDLING	• bis zu 30 ml Ballon für festen Sitz in der Blase
	 Röntgenkontraststreifen
	 gut verträglich, Langzeit-geeignet
	· 2-Wege-Silikon-Ballonkatheter
GRÖSSEN	11 Größen: CH 6 - CH 26

PATIENTENKOMFORT

Tragekomfort gut/sehr gut



Suprapubischer Silikonballonkatheter

HANDHABUNG

HANDLING	Besonderheit: integrierter Ballon
	• glatte Oberfläche für wenig Hautreizung
	 Röntgenkontraststreifen
	• gut verträglich, Langzeit-geeignet
	· 2-Wege-Silikon-Ballonkatheter
GRÖSSEN	7 0 2 0 2 0 2 10 0 0 0 0 0
UKUSSEN	7 Größen: CH 10 - CH 22

PATIENTENKOMFORT

Tragekomfort gut/sehr gut



UB 2000 Geschlossenes Urindrainagesystem

HANDHARIING

HANDHABUNG	
HANDLING	• permanenter Druckausgleich durch Belüftungsfilter
	 Vorbeugung aufsteigender Infektionen durch Tropfkammer
	 sichere Befestigung an Bettholmen durch Zwillingshal- ter, zusätzliche Befestigungskordel
	 flexibler Zuleitungsschlauch mit besonderem Innenprofil gegen komplettes Abdrücken
	 Stufenkonnektor für zuverlässige Verbindung mit dem Katheter
	· nadelfreie Urinprobenentnahme
GRÖSSEN	Schlauch: 120 cm



UB 600, UB 750 Beinbeutel und Beinbeutelfixierung

HANDHABUNG

HANDLING	Vlies für Hautkomfort	
	 Refluxventil 	
	 Stufenkonnektor f\u00fcr zuverl\u00e4ssige Verbindung mit dem Katheter 	
	· nadelfreie Urinprobenentnahme	
GRÖSSEN	4 Größen: 600 und 750 ml/10 und 50 cm Schlauch	

PATIENTENKOMFORT

- Tragekomfort gut/sehr gut
- 50-cm-Schlauch individuell kürzbar
- · Klettband zur Fixierung verfügbar



CareVent DUO Katheterventil mit Verbindungsschlauch

HANDHABUNG

HANDLING

- · leicht
- Einhandbedienung
- · Farbcodierung der Einzelteile

PATIENTENKOMFORT

Flexibilität

embemed